



# TITRETTE® ml 25

Cod. 22.9593.99

Buretta digitale dispensatrice modello TITRETTE ml 25

## Descrizione

Con la buretta Titrette® per bottiglie è possibile titolare velocemente e in modo preciso anche in alloggiamenti chiusi, senza necessità di alimentazione elettrica - in laboratorio, in produzione o in campo.

Caratteristiche principali:

- Titolazione precisa entro i limiti di errore della Classe A.
- Per titolazioni sensibili, goccia a goccia.
- Nessuna commutazione tra riempimento e titolazione.
- Pulizia e sostituzione parti direttamente in laboratorio.
- Trasmissione dei dati direttamente al PC (OPZIONALE).

Lo strumento è dotato di quattro utili funzioni elettroniche aggiuntive che facilitano il lavoro tenendo premuto il tasto Clear e selezionando la funzione desiderata:

- Calibrazione con Easy Calibration.
- Impostazione della scadenza per la taratura.
- Risparmio energia con la funzione Auto Power Off.
- Impostazioni delle cifre decimali.

Parti fornite: buretta Titrette®, marcatura DE-M e certificato di rendimento, tubo di riempimento telescopico (170 -330mm), tubo di ricircolo, 2 batterie micro (AAA/UM4/LR03), 4 adattatori per bottiglia in PP (GL 45/32, GL 45/38, GL 45/S e GL 32/NS 29/32), 2 finestre a schermo colorate per ispezione.

## Dati Tecnici

Volume siringa (ml)

25

<b>Risoluzione</b>	0,001 ml, di vol. di titolazione 0,01 ml
<b>Accuratezza</b>	?± %0,07 ÷ 18 µl (su 25 ml)
<b>Riproducibilità</b>	-
<b>Volumi dispensati</b>	2,5-12,5-25 ml
<b>Tempo di dispensazione</b>	-
<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>	-
<b>Dimensioni (LxPxH mm)</b>	-
<b>Peso (kg)</b>	-

## Varianti

<b>Codice</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Volume siringa (ml)</b>	<b>Risoluzione</b>	<b>Accuratezza</b>	<b>Volumi dispensati</b>
22.9593.99	TITRETTE® ml 25	25	0,001 ml, di vol. di titolazione 0,01 ml	?± %0,07 ÷ 18 µl (su 25 ml)	2,5-12,5-25 ml
22.9594.99	TITRETTE® ml 50	50	0,002 ml, di vol. di titolazione 0,01 ml	?± %0,06 ÷ 30 µl (su 50 ml)	5-25-50 ml