

# FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13

Cod. 05.8841.99



Filtri per siringa WHATMAN PURADISC RC Ø 13 mm porosità 0,2 µm conf. 100

## Descrizione

Caratteristiche principali filtri per siringa **Whatman Puradisc**:

- Associano qualità superiore ed economicità.
- Prodotti in polipropilene privo di pigmenti (policarbonato per Puradisc FP e Aqua30).
- Hanno connettori di entrata (Luer Lock femmina) e uscita (Luer maschio) standard (salvo diversa specifica).
- Disponibili versioni in blister di grado medicale sterili per applicazioni critiche, nonché con un apposito tubetto di uscita per dispensare con accuratezza il campione in microvial, eliminando blocchi d'aria.
- La chiusura senza materiali adesivi elimina eventuali contaminazioni del campione.
- Possono filtrare campioni fino a 10 ml, hanno un piccolo volume morto (< 25 µl) e sono disponibili con tubetto di uscita (opzionale).

## Dati Tecnici

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Diametro (mm)      | 13  |
| Porosità (µm)      | 0,2 |
| Materiale          | RC  |
| Tubetto di uscita  | No  |
| Sterile            | No  |
| Confezione (pezzi) | 100 |

## Varianti

| Codice     | Prodotto                                 | Diametro (mm) | Porosità (µm) | Materiale | Tubetto di uscita | Sterile | Confezione (pezzi) |
|------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|---------|--------------------|
| 05.7713.02 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,2           | PVDF      | Sì                | No      | 50                 |
| 05.7713.04 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,45          | PVDF      | Sì                | No      | 50                 |
| 05.7913.02 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,2           | PVDF      | No                | No      | 100                |
| 05.8224.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,2           | PVDF      | No                | No      | 2000               |
| 05.9213.02 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,2           | PVDF      | No                | No      | 500                |
| 05.7913.04 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,45          | PVDF      | No                | No      | 100                |
| 05.8225.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,45          | PVDF      | No                | No      | 200                |
| 05.9213.04 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,45          | PVDF      | No                | No      | 500                |
| 05.8244.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,2           | PVDF      | No                | Sì      | 50                 |
| 05.9113.04 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,45          | PVDF      | No                | Sì      | 50                 |
| 05.7513.02 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,2           | PTFE      | Sì                | No      | 50                 |
| 05.7513.04 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,45          | PTFE      | Sì                | No      | 50                 |
| 05.8413.01 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,1           | PTFE      | No                | No      | 100                |
| 05.8413.02 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,2           | PTFE      | No                | No      | 100                |
| 05.8226.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,2           | PTFE      | No                | No      | 200                |
| 05.8313.02 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,2           | PTFE      | No                | No      | 500                |
| 05.8413.04 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,45          | PTFE      | No                | No      | 100                |
| 05.8227.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,45          | PTFE      | No                | No      | 200                |

|            |                                          |    |      |                      |    |    |      |
|------------|------------------------------------------|----|------|----------------------|----|----|------|
| 05.8313.04 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13 | 0,45 | PTFE                 | No | No | 500  |
| 05.8413.10 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13 | 1    | PTFE                 | No | No | 100  |
| 05.8235.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13 | 5    | PTFE                 | No | No | 100  |
| 05.8241.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13 | 0,1  | Nylon                | No | No | 100  |
| 05.8913.02 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13 | 0,2  | Nylon                | No | No | 100  |
| 05.9013.02 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13 | 0,2  | Nylon                | No | No | 500  |
| 05.8228.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13 | 0,2  | Nylon                | No | No | 2000 |
| 05.8913.04 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13 | 0,45 | Nylon                | No | No | 100  |
| 05.8229.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13 | 0,45 | Nylon                | No | No | 2000 |
| 05.9013.04 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13 | 0,45 | Nylon                | No | No | 500  |
| 05.8213.02 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13 | 0,2  | PES                  | No | No | 100  |
| 05.8213.04 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13 | 0,45 | PES                  | No | No | 100  |
| 05.8013.02 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13 | 0,2  | Polisulfone          | No | Sì | 50   |
| 05.8232.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13 | 0,45 | Polisulfone          | No | Sì | 50   |
| 05.8113.04 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13 | 0,45 | Polisulfone          | No | No | 500  |
| 05.8230.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13 | 0,45 | Acetato<br>cellulosa | di | No | 100  |
| 05.8853.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 25 | 25 | 0,2  | RC                   | No | No | 1000 |
| 05.8854.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 25 | 25 | 0,2  | RC                   | No | No | 200  |
| 05.8855.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 25 | 25 | 0,2  | RC                   | No | No | 50   |

|            |                                          |    |      |    |    |    |     |
|------------|------------------------------------------|----|------|----|----|----|-----|
| 05.8852.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13 | 0,45 | RC | No | No | 500 |
| 05.8851.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13 | 0,45 | RC | No | No | 100 |
| 05.8850.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13 | 0,2  | RC | No | No | 500 |
| 05.8841.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13 | 0,2  | RC | No | No | 100 |