

# M250

Cod. 09.3100.73

CAPILLARI E PISTONI PER MICROMAN CP 250 CF 200



## Descrizione

Le micropipette a spostamento positivo utilizzano speciali puntali con pistoni. I capillari sono costituiti da un tubicino rigido calibrato di differenti misure. I capillari e pistoni per M10 e M100 sono preassemblati e posizionati in vassoi da 96 pezzi, facili da manipolare. Essi si fissano sulla pipetta senza contatto manuale. Il processo di fabbricazione e l' imballaggio automatico proteggono dalla contaminazione da nucleasi o da acidi nucleici.

## Dati Tecnici

<b>Modello</b>	M250
<b>Capillari pistoni</b>	CP250
<b>Confezione</b>	200 pezzi (4x50)

## Varianti

Codice	Prodotto	Modello	Capillari pistoni	Confezione
09.3150.17	M10	M10	CP10	2 vassoi 96 pezzi
09.3155.17	M10	M10	preassemblati	10 vassoi 96 pezzi
09.3100.32	M25	M25	CP25	200 pezzi (4x50)
09.3100.45	M50	M50	CP50	200 pezzi (4x50)
09.3150.57	M100	M100	CP100	2 vassoi 96 pezzi

---

09.3155.57	M100	M100	preassemblati	2 vassoi 96 pezzi
09.3100.73	M250	M250	CP250	200 pezzi (4x50)
09.3100.88	M1000	M1000	preassemblati	200 pezzi (4x50)

---