

FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X

Cod. 05.8198.99

FILTRI SIRINGA GD/X GF/F DIAM.MM. 25 POROSITA' 0,7µm CF 1500



Descrizione

Caratteristiche principali:

- I filtri **GD/X** sono concepiti specificamente per campioni con un elevato carico di particolato.
- Hanno un alloggiamento in polipropilene privo di pigmenti e un prefiltro multistrato, costituito da un filtro GMF 150 Whatman (densità graduale) e un filtro GF/F in microfibra di vetro.
- Sono in grado di escludere la contaminazione del campione e consentono di filtrare anche i campioni più difficili, applicando una minore pressione manuale.
- I prefiltri GMF 150 e GF/F sono costituiti al 100% di microfibra di vetro borosilicato. Il filtro GMF 150 a densità graduale ha uno strato grossolano superiore ingranato con uno strato fine sottostante che trattiene particelle fino a 1µm. Il successivo filtro GF/F trattiene particelle fino a 0,7µm. Dopo il prefiltro multistrato è posta una membrana finale.
- Possono processare campioni di volume da tre a sette volte superiore rispetto alle membrane non protette
- La struttura del filtro GD/X garantisce un'eccezionale capacità di carico, consentendo un'elevata velocità di filtrazione, prevenendo la formazione di una contropressione che è causata tipicamente dall'intasamento di una membrana non protetta.
- Disponibili in versione sterile.

Dati Tecnici

| | |
|--------------------|---------------------|
| Diametro (mm) | 25 |
| Porosità (µm) | 0,7 |
| Materiale | Fibra di vetro GF/F |
| Sterile | No |
| Confezione (pezzi) | 1500 |

Varianti

| Codice | Prodotto | Diametro (mm) | Porosità (µm) | Materiale | Confezione (pezzi) | Sterile |
|------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------|--------------------|---------|
| 05.7013.02 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 13 | 0,2 | Nylon | No | 150 |
| 05.8183.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 13 | 0,2 | Nylon | 1500 | No |
| 05.7013.04 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 13 | 0,45 | Nylon | 150 | No |
| 05.8184.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 13 | 0,45 | Nylon | 1500 | No |
| 05.7025.02 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,2 | 150 | Nylon | No |
| 05.7125.02 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 0,2 | 25 | Nylon | 1500 | No |
| 05.8206.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,45 | 150 | Nylon | No |
| 05.7125.04 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,45 | Nylon | 1500 | No |
| 05.8182.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 5 | Nylon | 150 | No |
| 05.7213.02 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 13 | 0,2 | PVDF | No | 150 |
| 05.7213.04 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 13 | 0,45 | PVDF | No | 150 |
| 05.8186.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 13 | 0,45 | PVDF | No | 1500 |
| 05.7225.02 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,2 | PVDF | 150 | No |
| 05.8187.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,2 | PVDF | No | 1500 |
| 05.7225.04 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,45 | PVDF | No | 150 |
| 05.7325.04 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,45 | PVDF | No | 1500 |
| 05.7413.02 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 13 | 0,2 | PTFE | No | 150 |
| 05.8188.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 13 | 0,2 | PTFE | No | 1500 |
| 05.7413.04 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 13 | 0,45 | PTFE | No | 150 |
| 05.8189.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 13 | 0,45 | PTFE | No | 1500 |
| 05.7425.02 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,2 | PTFE | No | 150 |
| 05.8190.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,2 | PTFE | No | 1500 |
| 05.7425.04 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,45 | PTFE | No | 150 |
| 05.7525.04 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,45 | PTFE | No | 1500 |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|----|------|--|------|------|
| 05.7613.02 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 13 | 0,2 | Polisulfone | No | 150 |
| 05.8191.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 13 | 0,45 | Polisulfone | No | 150 |
| 05.7625.02 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,2 | Polisulfone | No | 150 |
| 05.7625.04 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,45 | Polisulfone | No | 150 |
| 05.8013.03 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 13 | 0,2 | Acetato di Cellulosa | No | 150 |
| 05.8013.04 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 13 | 0,45 | Acetato di cellulosa | No | 150 |
| 05.8025.03 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,2 | Aceto di Cellulosa | No | 150 |
| 05.8025.05 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,45 | Acetato di Cellulosa | No | 150 |
| 05.8125.04 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,45 | Acetato di Cellulosa | 1500 | No |
| 05.8213.16 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 13 | 1,6 | Fibra di vetro GF/A | No | 150 |
| 05.8225.16 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 1,6 | Fibra di vetro GF/A | No | 150 |
| 05.8413.20 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 13 | 1 | Fibra di vetro GF/B | No | 150 |
| 05.8425.25 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 1 | Fibra di vetro GF/B | No | 150 |
| 05.8625.12 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 1,2 | Fibra di vetro GF/C | No | 150 |
| 05.8825.27 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 2,7 | Fibra di vetro GF/D | No | 150 |
| 05.8197.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 13 | 0,7 | Fibra di vetro GF/F | No | 150 |
| 05.9025.07 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,7 | Fibra di vetro GF/F | No | 150 |
| 05.8198.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,7 | Fibra di vetro GF/F | No | 1500 |
| 05.8199.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 1,5 | Fibra di vetro 934-AH senza prefiltra GF/F | No | 150 |
| 05.9413.04 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 13 | 0,45 | Fibra di vetro GMF150 senza prefiltra GF/F | No | 150 |
| 05.9425.04 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,45 | Fibra di vetro GMF150 senza prefiltra GF/F | No | 150 |
| 05.9525.04 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,45 | Fibra di vetro GMF150 senza prefiltra GF/F | No | 1500 |
| 05.8203.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,2 | PES | No | 1500 |
| 05.8204.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,45 | PES | No | 1500 |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|----|------|--|----|------|
| 05.9625.02 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,2 | PES | Si | 50 |
| 05.9625.04 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,45 | PES | Si | 50 |
| 05.0025.02 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,2 | PVDF | Si | 50 |
| 05.0025.04 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,45 | PVDF | Si | 50 |
| 05.0125.02 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,2 | Acetato di cellulosa | Si | 50 |
| 05.0125.04 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,45 | Acetato di cellulosa | Si | 50 |
| 05.8202.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,45 | Fibra di vetro GMF150 senza prefiltro GF/F | Si | 50 |
| 05.8849.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,45 | RC | No | 1500 |
| 05.8848.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,45 | RC | No | 150 |
| 05.8847.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/X | 25 | 0,2 | RC | No | 150 |