

FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13



Cod. 05.8232.99

Filtri per siringa sterili WHATMAN PURADISC POLISULFONE Ø 13 mm
porosità 0,45 µm conf. 50

Descrizione

Caratteristiche principali filtri per siringa **Whatman Puradisc**:

- Associano qualità superiore ed economicità.
- Prodotti in polipropilene privo di pigmenti (policarbonato per Puradisc FP e Aqua30).
- Hanno connettori di entrata (Luer Lock femmina) e uscita (Luer maschio) standard (salvo diversa specifica).
- Disponibili versioni in blister di grado medicale sterili per applicazioni critiche, nonché con un apposito tubetto di uscita per dispensare con accuratezza il campione in microvial, eliminando blocchi d'aria.
- La chiusura senza materiali adesivi elimina eventuali contaminazioni del campione.
- Possono filtrare campioni fino a 10 ml, hanno un piccolo volume morto (< 25 ul) e sono disponibili con tubetto di uscita (opzionale).

Dati Tecnici

| | |
|--------------------|-------------|
| Diametro (mm) | 13 |
| Porosità (µm) | 0,45 |
| Materiale | Polisulfone |
| Tubetto di uscita | No |
| Sterile | Si |
| Confezione (pezzi) | 50 |

Varianti

| Codice | Prodotto | Diametro (mm) | Porosità (µm) | Materiale | Tubetto di uscita | Sterile | Confezione (pezzi) |
|------------|--|---------------|---------------|-----------|-------------------|---------|--------------------|
| 05.7713.02 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,2 | PVDF | Sì | No | 50 |
| 05.7913.02 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,2 | PVDF | No | No | 100 |
| 05.8224.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,2 | PVDF | No | No | 2000 |
| 05.9213.02 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,2 | PVDF | No | No | 500 |
| 05.7913.04 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,45 | PVDF | No | No | 100 |
| 05.8225.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,45 | PVDF | No | No | 200 |
| 05.9213.04 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,45 | PVDF | No | No | 500 |
| 05.9113.04 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,45 | PVDF | No | Sì | 50 |
| 05.7513.02 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,2 | PTFE | Sì | No | 50 |
| 05.8413.01 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,1 | PTFE | No | No | 100 |
| 05.8413.02 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,2 | PTFE | No | No | 100 |
| 05.8226.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,2 | PTFE | No | No | 200 |
| 05.8313.02 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,2 | PTFE | No | No | 500 |
| 05.8413.04 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,45 | PTFE | No | No | 100 |
| 05.8227.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,45 | PTFE | No | No | 200 |
| 05.8313.04 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,45 | PTFE | No | No | 500 |
| 05.8413.10 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 1 | PTFE | No | No | 100 |
| 05.8235.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 5 | PTFE | No | No | 100 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|----|------|----------------------|----|----|------|-----|
| 05.8241.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,1 | Nylon | No | No | 100 | |
| 05.8913.02 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,2 | Nylon | No | No | 100 | |
| 05.9013.02 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,2 | Nylon | No | No | 500 | |
| 05.8228.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,2 | Nylon | No | No | 2000 | |
| 05.8913.04 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,45 | Nylon | No | No | 100 | |
| 05.8229.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,45 | Nylon | No | No | 2000 | |
| 05.9013.04 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,45 | Nylon | No | No | 500 | |
| 05.8213.02 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,2 | PES | No | No | 100 | |
| 05.8213.04 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,45 | PES | No | No | 100 | |
| 05.8013.02 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,2 | Polisulfone | No | Si | 50 | |
| 05.8232.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,45 | Polisulfone | No | Si | 50 | |
| 05.8113.04 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,45 | Polisulfone | No | No | 500 | |
| 05.8230.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,45 | Acetato cellulosa | di | No | No | 100 |
| 05.8853.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25 | 25 | 0,2 | RC | No | No | 1000 | |
| 05.8854.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25 | 25 | 0,2 | RC | No | No | 200 | |
| 05.8855.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25 | 25 | 0,2 | RC | No | No | 50 | |
| 05.8852.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,45 | RC | No | No | 500 | |
| 05.8851.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,45 | RC | No | No | 100 | |
| 05.8850.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13 | 13 | 0,2 | RC | No | No | 500 | |

