

BagMixer® 400 W

Cod. 22.5460.43

Omogeneizzatore INTERSCIENCE modello BAGMIXER® 400 W



Descrizione

BagMixer® 400 W con sportello trasparente

Omogeneizzatore di campioni in sacchetto sterile.

Nuova linea di BagMixer 400, moderna e completa che permette l' estrazione facile e sicura dei batteri dei campioni solidi.

Offre i seguenti vantaggi:

- Silenzioso

BagMixer omogeneizza silenziosamente in un minuto un campione solido dentro un sacchetto sterile preservando le cellule per una migliore analisi microbiologica.

La camera del miscelatore rimane sempre pulita.

Le cellule sono meno danneggiate che con un Mixer

Lo sportello è a tenuta stagna rinforzata.

- Biologicamente sicuro

Nessun contatto tra il campione e il BagMixer. Il liquido filtrato può essere prelevato ed analizzato senza rischio d' alterazione o di contaminazione crociata.

I sacchetti sono sterili a monouso e assicurano pulizia e sicurezza.

Accetta tutti i sacchetti da 80 a 400 ml.

- Semplice nella pulizia

Nessuna manutenzione sistematica dell' apparecchio.

Lo sportello può essere capovolto per le operazioni di pulizia.

Carrozzeria in acciaio inossidabile.

Partenza e fermata automatica.

Sportello a doppia sicurezza infrangibile.

- Flessibile

Possibilità di selezionare il tempo e la velocità di trattamento che consente di scegliere l' omogeneizzazione più idonea per ogni tipo di prodotto.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	50÷400
Timer	30÷210 s / continuo
Velocità (battute al secondo)	8
Dimensioni (LxPxH mm)	400x270x260
Peso (kg)	16,5
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	220/50/-
Display	no
Caratteristiche	sportello in vetro

Varianti

Codice	Prodotto	Timer	Velocità(battute al secondo)	Dimensioni (LxPxH mm)	Peso (kg)	Display	Caratteristiche
22.5450.43	BagMixer® 400 P	30÷210 s / continuo	8	400x270x260	16,5	no	sportello in acciaio inox
22.5460.43	BagMixer® 400 W	30÷210 s / continuo	8	400x270x260	16,5	no	sportello in vetro
22.8651.99	BagMixer® 400 SW	1 s÷60 min o ?	4/6/8/10	450x290x370	26	si	sportello in vetro a doppio strato
22.8652.99	BagMixer® 400 S	1 s÷60 min o ?	4/6/8/10	450x290x370	26	si	sportello in acciaio inox
22.8672.99	BagMixer® 400CC®	1 s÷60 min o ?	4/6/8/10	420x260x265	16,5	si	sportello in vetro