

# BagMixer® 400 S

Cod. 22.8652.99

Omogeneizzatore INTERSCIENCE modello BAGMIXER® 400 S



## Descrizione

BagMixer® 400 S con sportello in acciaio inox a velocità variabile

Omogeneizzatore di campioni in sacchetto sterile.

Nuova linea di BagMixer® 400, moderna e completa che permette l' estrazione facile e sicura dei batteri dei campioni solidi.

Offre i seguenti vantaggi:

- Omogeneizza silenziosamente in un minuto un campione solido dentro un sacchetto sterile preservando le cellule per una migliore analisi microbiologica.
- Finestra in acciaio inox.
- Illuminazione interna a LED.
- Esclusivo sistema di pulizia "Click & Clean"®
- Schermo multifunzione digitale.
- Lo sportello è a tenuta stagna rinforzata.
- Biologicamente sicuro.
- Nessun contatto tra il campione e il BagMixer. Il liquido filtrato può essere prelevato ed analizzato senza rischio d'alterazione o di contaminazione crociata.
- I sacchetti sono sterili a monouso e assicurano pulizia e sicurezza.
- Accetta tutti i sacchetti da 50 a 400 ml.
- Semplice nella pulizia.
- Nessuna manutenzione sistematica dell' apparecchio.
- Lo sportello è completamente apribile (270°).
- Scozza in acciaio inossidabile.
- Partenza e fermata automatica.
- Sistema di chiusura Q-Thight®.

Possibilità di selezionare il tempo e la velocità di trattamento che consente di scegliere l' omogeneizzazione più idonea per ogni tipo di prodotto.

## Dati Tecnici

Capacità (ml)	50÷400
Timer	1 s÷60 min o ?
Velocità (battute al secondo)	4/6/8/10
Dimensioni (LxPxH mm)	450x290x370
Peso (kg)	26
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	220/50/-
Display	sì
Caratteristiche	sportello in acciaio inox

## Varianti

Codice	Prodotto	Timer	Velocità (battute al secondo)	Dimensioni (LxPxH mm)	Peso (kg)	Display	Caratteristiche
22.5450.43	BagMixer® 400 P	30÷210 s / continuo	8	400x270x260	16,5	no	sportello in acciaio inox
22.5460.43	BagMixer® 400 W	30÷210 s / continuo	8	400x270x260	16,5	no	sportello in vetro
22.8651.99	BagMixer® 400 SW	1 s÷60 min o ?	4/6/8/10	450x290x370	26	sì	sportello in vetro a doppio strato
22.8652.99	BagMixer® 400 S	1 s÷60 min o ?	4/6/8/10	450x290x370	26	sì	sportello in acciaio inox
22.8672.99	BagMixer® 400CC®	1 s÷60 min o ?	4/6/8/10	420x260x265	16,5	sì	sportello in vetro